News Release

完オゾ特浴ニュースリリース

平成 26 年 6 月 1 日



愛媛県宇和島市 特別養護老人ホーム 祝の郷 (平成26年5月18日竣工)

平成23年2月社会福祉法人愛生福祉会 豊寿園へ業界で初めてオゾン殺菌(完オゾ)方式の完オゾ特浴を導入頂き、この度、同法人で平成26年5月18日竣工を終えた特別養護老人ホーム「祝の郷」へ、完オゾ特浴2台が導入されました。

<完オゾ特浴の概念>

- 1. 介護をされる利用者と介護する介護者の身体的負担や快適な入浴を可能とするため、浴槽と 入浴リフトが一体となり作動すること。
- 2. 入浴の衛生環境における感染予防や、排水による地域の環境保全対策のため、循環殺菌装置 と浴槽が一体となり稼働する事。
- 3. 循環殺菌装置が完オゾ方式である事 ※完オゾ特浴導入には、既設循環殺菌装置から完オゾシステムへの変更が必要なため、施主 から(リース利用の場合はリース会社から)特浴メーカーへ仕様変更依頼が必要です。

宇和島特養「祝の郷」完オゾ特浴導入



社会福祉法人 愛生福祉 平成23年2月高知県宿毛市「豊寿園」で業界で初めて 完オゾ特浴導入頂き、約3年経過好評により、同系列法人の宇和島特養「祝の郷」 へ2階・3階へ完オゾ特浴2台稼働致します。





ショートステイ10人 ディサービス15人 (設計・監理) 佐賀市(有)I.O設計室 (建築) 八幡浜市(株)堀田建設 (完成) 平成26年4月30日

特別養護人ホーム「祝の郷」80床



横浜市内の高齢者福祉施設の、約10%の特浴からレジオネラ菌検出

完オゾ特浴



- 循環配管内の清掃が困難
- 配管内にバイオフィルムが付着
- 塩素に耐性

完オゾ特浴導入3 年目劣化診断





機器の劣化、配管内のバイオフィルムの付着無し

第26回日本環境污染学会総会

The 26th Annual Meeting of Japanese Society of Enviro 口油:一般抄録 1-0-34-5

社会福祉施設の機械浴槽環境におけるレジオネラ属菌 の検出状況

横浜市衛生研究所 検査研究課

○荒井 桂子

【目的】2009年に横浜市内の1行政区内の社会福祉施設を対象にレジ 1日的122003年に横成時中四01行政区内の社芸価性態度を対象にレンネネ局属自 (山内) の調査を行い、中央循環(北結構)水や循環(大路槽水から関が検出されたことを報告した。今回は横浜市内全域の施設で、肢体が不自由なヒトが利用する機械治権を対象に調査を行った。(方法)()対象:特別強護老人ホーム等67施度の機械治権7基。(2)試料:機械治権水61、貯湯槽水24、給湯水46、治槽壁面ふきとり(WP) 68、貯湯槽壁面WP40、シャワーヘッドWP35の全274試料。(3) 検 査項目と方法:L菌を培養法、リアルタイムPCR法(PCR法)で測定。【結 果・考察] 全274試料のうち培養法で11施設20試料 (検出率7.3%)、 PCR法で16施設33試料 (12%) からL菌が検出され、L.pneumophila SG1、2、3が分離された。浴槽水、貯湯槽水、給湯水は培養法で1試料 3G1、337分離された。荷僧小、野海僧小、新海小は卓弦など山外十 社試料、の試料から、PCR法では5試料、6試料、1試料から上歯が検 出された。谷槽雙面WP、貯湯槽壁面WP、シャワーヘッドWPは培養 法で5試料、8試料、2試料から、PCR法では9試料、10試料、2試料 から上歯が検出された。機械浴槽内は気泡発生装置の配管などが配置 からし個が使用された。 (機械合催)は、気泡第生装面の配管などか化 されており、貯湯槽は関口が狭くて深いため、清掃作業を考慮した 適になっていなかった。また、治槽水をすべて排出しても湯が残る構 造の機械治槽も存在した。 機械治槽は多くのレジオネラ症ハイリスク グループが使用することから、製造メーカーへの情報提供を含めた早 やかいがようまでは、世帯なれる地となり 急なレジオネラ症防止対策が必要と考える。

完オゾ特浴補助金対象

- ◆ 障害福祉サービス事業所
- ◆ 障害者支援施設
- ◆ 福祉型障害児入所施設
- ◆ 医療型障害児入所施設

第五次改正 社援発 0517 第5号 平成 24 年 5 月 17 日 厚生労働省社会・援護局長 通達

『社会福祉施設等施設整備費における介護用 リフト等特殊附帯工事の取扱いについて』

(申請先)

都道府県自治体または、政令・中核市の担当課

【完オゾ特浴シリーズラインナップ

※浴槽の外へ完オゾシステムが取付けられます。

■完オゾ CZ-KST ロベリア 仕様

完オゾCZ-KSTロベリア 浴槽 ROB-410C/R/L



■完オゾ CZ-KST エレベール

完オゾCZ-KSTエレベール 浴槽 CFL-730/R/L



■完オゾ CZ-KST ルピナス 仕様

完オゾCZ-KSTルピナス 浴槽

LUP-950/R/L



■完オゾ特浴 マザータッチ (昇降式介護浴槽) 仕様

完オゾCZ-KSTマザータッチ 浴槽 TR-1700



≪お問合せ≫

(株)エコロジーサイエンス 広報担当:元久敦雄

高知県高知市南はりまや町 2-5-19 Tel:088-885-0670 Fax:088-883-6653

E-mail:info@terao-kochi.co.jp URL:http://www.terao-kochi.co.jp/