

完オゾ【ろ過機、特浴、個浴】対象 社会援護局 資源有効活用整備補助金

社会福祉施設等施設整備費における
介護用リフト等特殊付帯工事の取扱いについて

都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長

厚生労働省社会・援護局長

社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等
特殊付帯工事の取扱いについて

標記の国庫補助金の交付については、平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について」により行うこととされているが、その取扱いに当たっては別紙のとおり「社会福祉施設等施設整備費（介護用リフト等特殊付帯工事費）補助金実施要綱」を定め実施することとし、平成24年4月1日から適用することとしたので、管内社会福祉法人等に周知徹底を図るよう配慮願いたい。

参考(改正後の通知全文)
社援発第1005008号
平成17年10月5日
第一次改正
社援発第0215003号
平成19年2月15日
第二次改正
社援発第1214002号
平成19年12月14日
第三次改正
社援発1006第10号
平成21年10月6日
第四次改正
社援発0401第25号
平成22年4月1日
第五次改正
社援発0517第5号
平成24年5月17日

別紙

社会福祉施設等施設整備費（介護用リフト等特殊付帯工事費）
補助金実施要綱

(2) 資源有効活用整備費

ア 趣旨

社会福祉施設等において施設で消費する資源の有効活用及び地域環境の保全に資すること等により、施設利用者及び地域社会に対し快適な生活環境を提供する施設づくりの推進を図る。

イ 対象施設

対象となる施設は、交付要綱の第2の2に掲げる保護施設等であって、建物に固定して一体的に整備するものとする。

ウ 対象経費

建物に固定して一体的に整備する次に掲げるもので、その整備に係る工事費又は工事請負費とする。

(ア) 水の循環・再利用の整備

施設から排出される生活雑排水(浴室等の排水)等の循環・再利用のための整備

(イ) 生ごみ等処理の整備

施設から出るごみの有効活用及び排出量の抑制等ごみ処理のための整備

(ウ) ソーラーの整備

光熱水費等の節減及び地域の環境保全のためのソーラーの整備

(エ) その他

資源の有効活用及び地域の環境保全のための整備であって必要と認められるもの

完全オゾン処理（完オゾ）型ろ過機



障害者支援施設 とさ

付近の清流仁淀側への塩素排水対策

水資源有効利用のため、浴槽水1ヶ月換水推進中

第26回日本環境汚染学会発表 横浜市衛生研究所調査

横浜市内の高齢者福祉施設の、約10%の特浴からレジオネラ菌検出

完オゾ特浴は、従来の問題を解消!



- 循環配管内の清掃が困難
- 配管内にバイオフィームが付着
- 塩素に耐性

完オゾ特浴導入3年目劣化診断



機器の劣化、配管内のバイオフィームの付着無し

第26回日本環境汚染学会
The 26th Annual Meeting of Japanese Society of Environmental Infections
口演：一般抄録 1-0-34-5

社会福祉施設の機械浴槽環境におけるレジオネラ属菌の検出状況

横浜市衛生研究所 検査研究課
○荒井 桂子

【目的】2009年に横浜市内の1行政区内の社会福祉施設を対象にレジオネラ属菌(L菌)の調査を行い、中央循環式給湯水や循環式浴槽水から菌が検出されたことを報告した。今回は横浜市内全域の施設で、肢体が不自由なヒトが利用する機械浴槽を対象に調査を行った。【方法】(1)対象：特別養護老人ホーム等67施設の機械浴槽77基。(2)試料：機械浴槽水61、貯湯槽水24、給湯水46、浴槽壁面ふきとり(WP)68、貯湯槽壁面WP40、シャワーヘッドWP35の全274試料。(3)検査項目と方法：L菌を培養法、リアルタイムPCR法(PCR法)で測定。【結果・考察】全274試料のうち培養法で11施設20試料(検出率7.3%)、PCR法で16施設33試料(12%)からL菌が検出され、*L. pneumophila* SG1、2、3が分離された。浴槽水、貯湯槽水、給湯水は培養法で1試料、4試料、0試料から、PCR法では5試料、6試料、1試料からL菌が検出された。浴槽壁面WP、貯湯槽壁面WP、シャワーヘッドWPは培養法で5試料、8試料、2試料から、PCR法では9試料、10試料、2試料からL菌が検出された。機械浴槽内は気泡発生装置の配管などが配置されており、貯湯槽は開口が狭くて深いため、清掃作業を考慮した構造になっていなかった。また、浴槽水をすべて排出しても湯が残る構造の機械浴槽も存在した。機械浴槽は多くのレジオネラ症ハイリスクグループが使用することから、製造メーカーへの情報提供を含めた早急なレジオネラ症防止対策が必要と考える。

科学技術振興機構より提供頂きました。

【完オゾ特浴シリーズラインナップ】

※浴槽の外へ完オゾシステムが取付けられます。

■完オゾ CZ-KST ロベリア 仕様

完オゾCZ-KSTロベリア
浴槽
ROB-410C/R/L



■完オゾCZ-KST ホーミーイース 仕様

浴槽
LIT-700R/L



■完オゾ特浴 マザータッチ (昇降式介護浴槽) 仕様

完オゾCZ-KSTマザータッチ
浴槽
TR-1700



■完オゾ特浴 TOTO RAFFIA 仕様

浴槽
TOTO-RAFFIA

